

DURACELL® ACTIVAIR® HEARING AID

0%
MERCURY

Energía ecológica con
lengüeta de aplicación
extralarga.



Los audífonos modernos necesitan pilas de alto rendimiento: Duracell Activair con EasyTab®

Las pilas para audífonos Duracell Activair trabajan con la tecnología zinc-aire de reconocida eficacia. Son apropiadas para todos los modelos y tipos de potencia de audífonos. En particular cumplen también con las exigencias de la generación moderna de audífonos con numerosas funciones adicionales que precisan una pila de alto rendimiento.

Gracias al diseño único de los adhesivos EasyTab®, las pilas para audífonos Duracell Activair pueden cambiarse de forma muy sencilla y cómoda.



Fácil de manejar y fácil de abrir.



Fácil de retirar y sostener.

Ecológicas y el aporte de Duracell Activair

Las Duracell Activair 0 % Mercurio son pilas para audífonos libres de mercurio y ecológicas. Las pilas son adecuadas incluso para audífonos que utilizan tecnología inalámbrica y requieren un nivel de energía extremadamente alto.

Con las Duracell Activair 0 % Mercurio, usted cuenta con pilas para audífonos que se destacan por:

- tecnología de eficacia reconocida
- alto rendimiento por tiempo prolongado
- calidad y fiabilidad constantes
- los controles de calidad más severos



Fácil de emplear a través del adhesivo extralargo único.

Indicaciones para uso de sus pilas para audífonos

- Conserve las pilas en su envoltorio original.
- Almacene las pilas siempre a temperatura ambiente. Nunca en el refrigerador.
- Retire el adhesivo de color solo cuando necesite la pila.
- No transporte nunca las pilas sueltas en su bolsa y asegúrese de que no entre en contacto con objetos metálicos.
- Elimine las pilas siempre de forma ecológica.
- Nunca intente recargar las pilas.



Su opinión es importante para nosotros

Nos interesa conocer sus experiencias con las pilas para audífonos Duracell Activair con EasyTab®: ya sea en torno a la cuestión de su rendimiento o del manejo sencillo. Su audioprotesista nos comunicará su opinión con gusto.

La siguiente referencia le ayudará a encontrar el tamaño correcto para usted de las pilas Duracell Activair.

10



13



312



675



Para más información, consulte a su audioprotesista.

www.duracell-activair.com

Duracell y Activair son marcas comerciales registradas de Duracell U.S. Operations, Inc. y de Duracell Batteries BV, utilizadas bajo licencia, según corresponda, en los EE.UU. y en otros países. Todos los derechos reservados.

10022.0520